

PHILIPS

Lumea


BRI940, BRI944,
BRI945, BRI946,
BRI947, BRI948



3327292



3 English



BRI940: 2a
 BRI944, BRI945: 2a, 2b
 BRI946: 2a, 2b, 2e
 BRI947, BRI948: 2a, 2b, 2c, 2d

Suitable skin tones / Egnede hudtoner /
Tons de pele adequados / Sopivat ihonsävyt /
Lämpliga hudtoner / Κατάλληλοι τόνοι
δέρματος / גווני עור מתאימים



Suitable body hair colors / Velegnede farver
for kropsbehåring / Egnede
kroppshårfarger / Cores de pelo adequadas /
Sopivat ihokarvojen värit / Lämpliga
kroppshårsfärger / Κατάλληλα χρώματα
τριχών σώματος / צבעי שיער גוף מתאימים



Contents

Welcome	6
Device overview	7
Contraindications	7
Important safety instructions	9
How IPL works	11
Recommended treatment schedule	12
What to expect	13
How to use your Lumea	13
Learning more about your Lumea	19
Attachments	19
SmartSkin sensor	20
Selecting the light intensity	21
Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash	21
Using your Lumea before and after sun exposure or tanning	22
Traveling with the device	22
After use	23
Troubleshooting	24
Warranty and support	26
Recycling	26
Technical specifications	27
Electromagnetic compatibility – Compliance information	27
Explanation of symbols	27

Welcome

Welcome to the world of Philips Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.





Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair growth. In close collaboration with expert scientists and dermatologists, we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the comfort of your home. Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past.

Lumea can be used on the body and on the female face (below the cheekbone).

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/support. For further information, please go to www.philips.com/Lumea to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.

Note: Keep these instructions with your product at all times.

Device overview


- | | | | |
|---|--|----|---------------------------------|
| 1 | Light exit window (with integrated UV filter) | 6 | Electronic contacts |
| 2 | Attachments | 7 | Opening for electronic contacts |
| | a Body attachment | 8 | Flash button |
| | b Face attachment  (BRI944, BRI945, BRI946, BRI947, BRI948) | 9 | On/off button |
| | c Bikini attachment  (BRI947, BRI948) | 10 | Confirmation button |
| | d Underarm attachment  (BRI947, BRI948) | 11 | Toggle buttons |
| | e Precision attachment  (BRI946) | 12 | Intensity lights |
| 3 | SmartSkin sensor | 13 | SmartSkin button |
| 4 | Integrated safety system | 14 | 'READY to flash' light |
| 5 | Reflector inside the attachment | 15 | Air vents |
| | | 16 | Device socket |
| | | 17 | Adapter |
| | | 18 | Small plug |
| | | 19 | Pouch (not shown) |
| | | 20 | Cleaning cloth (not shown) |

Contraindications



Conditions

Never use the device:

- If you are under the age of 18 years or above 65 years.
- If you have skin tone marked with  in the 'Suitable skin tones' table at the start of the user manual.
- If you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- If you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump, etc.

Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has been treated in the last 7 days with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical tretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.

7 English

- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.

Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria, etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).
- If you have a skin pigmentation disorder such as vitiligo.

Skin conditions

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated.
- On irritated (red or cut), sunburned, tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas: on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin tone, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On the following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

Location/Areas



Never use the device on the following areas:

- Around the eyes and on or near the eyebrows. Lumea can only be used on the body and on the female face (below the cheekbone).
- On the lips, scalp, perineum, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- **Men** must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area. The hairs in these areas have different characteristics. The skin may get burnt (with pain, prolonged skin redness and pigmentary changes).

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

Important safety instructions

Warnings



Please read and follow these instructions to optimize the use of the device and prevent/minimize the risk of injury, skin reactions and side effects.


- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from any lotion or gel.
- Keep the device and the adapter dry.
- The device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this device in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool). Moisture can damage the device and lead to a potential safety hazard.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- If the device or adapter is broken or damaged, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window and/or attachment is broken, as safe operation cannot be guaranteed under these circumstances.
- Do not attempt to open or repair your device. Opening Philips Lumea may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause bodily and/or eye injury.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.

9 English


- No modification of this equipment is allowed. Do not modify, override or cut off any part of the device (e.g. adapter or the cord), as this causes a hazardous situation.
- Do not look at the flash while using the device. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. While not necessary for safety, you may wear sunglasses or goggles for your convenience if you find the light uncomfortable or too bright.
- Do not flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Do not use hair removal creams in the area (to be) treated with the device, as chemicals may cause skin reactions.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- The device can be stored at a temperature between -25 °C and 70 °C. Use the device at a temperature between 5 °C and 35 °C. The device will not work properly outside of this temperature range. This may cause burns on your skin.
- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.
- If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.
- If shaving, epilating or waxing causes skin irritation, we advise you not to use the device until the skin irritation has disappeared.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Keep Lumea out of the reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Supervision is required to avoid potential risks such as exposure to the light output, electrocution, strangulation from the cables or choking on the attachments.
- Always avoid exposure to natural sunlight and artificial sunlight up to 4 weeks before your Lumea treatment and 48 hours afterward. Sensitive or tanned skin is more likely to result in burns or pigmentation changes. Protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas. Read the instructions in chapter 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning' to learn how to use your Lumea safely.

- Do not use your Lumea within 2 weeks after using artificial tanning products (such as creams, sprays or pills). Artificially tanned skin is more likely to result in burns or pigmentation changes. Read the instructions in chapter 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning' to learn how to use your Lumea safely.
- If you notice a skin tone change since the last treatment, we advise you to perform a skin test and to wait 24 hours before your next treatment. If after this period skin reactions occur or persist, use a lower device setting which did not lead to skin reactions or stop using the device when already at the lowest setting (Ⓢ).
- Always check the device before you use it. Make sure that the SmartSkin sensor window is clean when using the device, to avoid improper operation (see 'D Clean & store after treatment').
- The light exit window and the inner parts of the attachment can become very hot (>210 °C) during usage. Always let the light exit window, as well as the inner parts of the attachment, cool down before you touch them.
- This device has a detachable power supply unit. Only use the adapter provided with this device. Do not use an extension cord. The reference number (AD2069x20020HF) can be found on your device. The 'x' in this number refers to the plug type for your country.
- Follow the recommended treatment schedule. Increasing the frequency, especially in the initial phase, can increase the risk of skin reactions.

How IPL works




With Intense Pulsed Light technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The lighter the skin and the darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair growth is prevented.

11 English



The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend you to follow the initial treatment phase (4 treatments, every treatment 2 weeks apart) and then the follow-up treatment phase (touch-ups every 4 weeks) to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Tip: To assure long lasting hair removal, touch-ups every 4 weeks are recommended.

Suitable body hair colors

Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as hairs with these colors do not absorb enough light.

Note: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table on the foldout page.

Recommended treatment schedule

Initial phase



To achieve effective hair reduction, follow the initial treatment schedule.

Initial treatment schedule

For the first 4 treatments, use Lumea once every 2 weeks to ensure that all hairs are treated.

- Perform a treatment within 3 days before or after the planned treatment date.
- If you have not treated yourself within 3 days before or after the planned treatment date, restart the initial phase. Plan in 4 treatments, 1 treatment every 2 weeks.


Note: If you do not restart the initial phase, you may not see effective hair reduction.

Note: Replacing one of the IPL treatments with another hair removal method (waxing, epilating, etc.) will not help to reach the desired hair reduction.

If you want to remove hairs in between the Lumea treatments, you can use your normal hair removal method (excluding hair removal creams).

Touch-up phase

After the initial phase (4 treatments), we recommend touch-ups every 4 weeks.



Touch-up treatment schedule

Perform a treatment every 4 weeks. Repeat this 8 times to achieve effective hair reduction. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months.

- We advise you to perform a treatment within 4 days before or after the planned treatment date.
- The results may vary based on your individual hair growth and also across different body areas.
- If you have completed the touch-up phase and you see the need to continue treatment (hair starts coming back), we advise you to restart the initial phase.

Note: Using the device more often does not increase efficacy.

Tip: Mark the treatment schedule on your calendar to remind yourself of the planned treatments.

What to expect

During initial phase


- After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.
- After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.
- After 4 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well.

During touch-up phase

- Keep on treating with frequent touch-ups (every 4 weeks) to maintain the result.

How to use your Lumea


A Remove hair & clean your skin



- 1 Remove hair before every treatment as long as hair is still visible. You can either shave, epilate or wax. Make sure you start to treat before new hair is visible on your skin. If you choose to wax, wait 24 hours before you use Lumea.


Note: If shaving, epilating or waxing causes skin irritation, we advise you not to use the device until the skin irritation has disappeared.

13 English



2 Clean and dry your skin. Make sure that it is free from any lotion or gel.


B Test skin 24 hours before treatment



1 Test your skin to find the correct light setting:


- For every new body area and/or new attachment.
- After sun exposure or tanning (see 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning').

2 Select the correct attachment to test your skin (see 'Attachments').




3 Press the on/off button  to turn on the device.

4 Choose an area for your skin test.



5 Press the device firmly onto your skin and hold it in place.


The integrated safety system prevents unintentional flashing without full skin contact.





6 Confirm that the 'READY to flash' light lights up white to ensure that there is full contact with your skin.

- If the 'READY to flash' light is orange, your skin is too dark to treat. Try Lumea on a lighter body area.




7 Try each setting on your skin and find your comfortable setting. If the flash feels uncomfortable and you experience pain, lower the setting. If you still experience an uncomfortable feeling while using the lowest setting (①), please stop using the device.

- When the 'READY to flash' light is white, press the flash button on the handle once, to treat one spot with setting ①.


The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.

- You will see a flash of light.



Note: You can toggle through the light intensity settings by pressing the toggle button.

- Move to next area. Treat one spot with setting ②



- Move to next area. Treat one spot with setting ③
- Move to next area. Treat one spot with setting ④
- Move to next area. Treat one spot with setting ⑤

8 Wait 24 hours.

Note: Even though you found your comfortable setting during the skin test, it may occur that skin reactions show within 24 hours after usage.




24 hours




- 9 Check your skin for any reactions (e.g. redness, irritation, rash).
If there are no skin reactions after 24 hours, start the treatment with the highest comfortable setting.
If the highest comfortable setting resulted in a skin reaction, choose a lower setting that did not result in any skin reactions.
If you did not test a lower setting, repeat the skin test.

C Treatment


IMPORTANT: First finish sections A (Remove hair & clean your skin) and B (Test skin 24 hours before treatment) before starting treatment.




- 1 Connect the power adapter to the device and plug into a power outlet.




- 2 Press the on/off button  to turn on the device.



- 3 Choose the setting you selected after the skin test (section B, step 9).




- 4 Press the device firmly onto your skin and hold it in place. The 'READY to flash' light should light up white.



- 5 Press the flash button to release a flash on your skin. The flash treats the skin in that spot.
The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.


After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'READY to flash' light lights up white.



- 6 Move to an adjacent spot and press the flash button again. The surface of the attachment that is in contact with your skin is slightly larger than the light exit window.
Do not flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.
- 7 Continue until you have treated the full area. There are two treatment modes (see 'Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash').
- 8 Turn off the device when you finished the treatment.
- 9 Remove hair before every next treatment, as long as hair is still visible.


Note: Do not try the device on difficult or sensitive areas (ankle and bony area).

D Clean & store after treatment




- 1 Unplug the device from the power outlet.
- 2 Let the device cool down.


17 English




3 Moisten the soft cloth supplied with a few drops of water.



4 Take the attachment off the device.



5 Clean the light exit window of the device (A).



6 Clean all surfaces of the attachment, including the metal reflector and window of the attachment (parts B, C, D, E).

7 Let all parts dry thoroughly.

8 Store in a dust-free and dry place.


Learning more about your Lumea

Attachments


For optimal results, it is important to use the correct attachment intended for the specific body area you want to treat. Lumea offers full-body treatment with several attachments designed for use on specific body areas. **SenseIQ** technology adapts the treatment program when a different attachment is connected.

Note: The device may not work anymore and show an error when there is dirt on the attachment connector. Clean the contact leads when this occurs.

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.



To remove the attachment, pull it off the light exit window.



Body attachment

The body attachment has the largest treatment window and a curved-in design to effectively cover and treat areas below the neckline, especially large areas such as legs, arms and stomach.

Face attachment (BRI944, BRI945, BRI946, BRI947, BRI948)



The face attachment has a precise flat design with extra integrated red glass filter for safe and precise treatment on the sensitive skin above the upper lip, chin and sideburns. The device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. When you use the device on areas with sharp contours like the jawline and chin, it may be difficult to establish full skin contact and release a flash.

Tip: Place your tongue between your upper lip and your teeth or puff out your cheeks to make the treatment easier.

Underarm attachment (BRI947, BRI948)



The underarm attachment has a specifically curved-out design to treat underarm hairs that might be hard to reach.

Bikini attachment (BRI947, BRI948)



The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of the bikini area. It has a curved-out design and has a higher light intensity compared to body attachment. Hair in this area tends to be thicker and stronger than leg hair.


Precision attachment (BRI946)




The precision attachment has a curved-out design for use on bikini and underarm areas. It has a medium sized window with a glass window. It is designed for precise and effective coverage of bikini and underarm areas.

SmartSkin sensor


Lumea offers *SenseIQ* technology for a personalized hair removal treatment. The integrated SmartSkin sensor measures the skin tone at the start of each session and during the session. This provides two features:

- 1 The SmartSkin sensor prevents you to treat areas of your skin that are too dark: if it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the 'READY to flash' light starts blinking orange. It does not flash when you press the flash button. The device automatically disables. This prevents you from developing skin reactions.
- 2 The SmartSkin sensor will help you to select the light intensity setting that is comfortable for your skin. For this you can use the SmartSkin button .



Selecting the light intensity



Lumea provides 5 different light intensities, you will always be able to change to a light intensity setting you find comfortable.

- 1 Press the on/off button  to turn on the device. The device starts to operate at light intensity setting 1.


Note: To adjust the light intensity setting manually without using the SmartSkin button, use the toggle button until you have reached the required setting. The corresponding intensity light level lights up white.


- 2 Press the SmartSkin button  and put the device to your skin.
- 3 After the device has scanned your skin, the light intensity indicators will blink white to indicate which intensities are most comfortable based on your skin tone.
- 4 Press the confirmation button  to confirm that you want to use the indicated setting.

Lumea automatically uses the highest indicated intensity, which is shown by a blinking intensity indicator.

Lumea gives you the freedom to select the light intensity that you find most comfortable. Skin sensitivity can differ per person. Therefore, the skin test is the most important guide for selecting your light intensity setting (see 'B Test skin 24 hours before treatment').


- 5 Using Lumea should never be uncomfortably painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting. You can do this by using the toggle buttons.

Note: The device is automatically disabled when your skin tone is too dark (dark, marked with  in the 'Suitable skin tones' table at the start of the user manual), to prevent you from developing skin reactions. The 'READY to flash' light will blink orange to indicate if the skin tone is too dark.

- 6 After moving to another body area or sun exposure or tanning (see 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning'), perform a skin test to determine a comfortable light intensity setting. To re-activate the setting indication feature, press the SmartSkin button .


Note: Perform a skin test before you start to treat another body area or after a skin tone change. Determine the light intensity setting for each body area separately.

Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash



Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:

- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.



- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

Using your Lumea before and after sun exposure or tanning

Tanning with natural or artificial sunlight



Exposing your skin to natural or artificial sunlight may result with tanning which influences the sensitivity and color of your skin. Therefore the following is important:

- Do not expose your skin to sunlight unprotected when using Lumea. During the entire IPL treatment period, and especially in the first 48 hours after treatment, protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas.
- Do not start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sunlight or tanning bed).
- Do not use Lumea on sunburned body areas.

Tanning with creams, sprays or pills

If you have used artificial tanning (creams, sprays or pills), wait at least 2 weeks before you use the device. Perform a skin test before starting or resuming your treatment with Lumea (see 'B Test skin 24 hours before treatment').

Traveling with the device

When you travel with the device, check with the airplane carrier to confirm that the device can be carried and/or used on the airplane.

After use

Aftercare



After use, you can apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas.

Warning: If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.

Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area.

Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro)wound, a skin burn, skin irritation, etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): this reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.

- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Pain: this can occur during or after treatment if you use the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device/adapter becomes warm during use.	It is normal for the device and adapter to become warm (but not too hot to touch) during use.	Use the device in a slightly cooler environment and/ or let it cool down before continuing use.
	The fan is not working.	Check if the attachment is well connected. Clean the connectors on the attachment if needed. In case the attachment is well connected and it is possible to produce flashes with the device, contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	The cooling airflow of the fan is blocked by hands or a towel.	Make sure the cooling airflow of the fan is unblocked.
When I place the device on the skin, it does not release a flash. The 'READY to flash' light blinks orange.	Your skin tone in the area to be treated is too dark.	Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.
The 'READY to flash' light blinks orange and all 5 intensity lights blink as well.	The device needs to be reset.	To reset the device, take the plug out of the socket, wait for 30 minutes to let the device cool down. The device should function normally again. In case it does not work again, contact the Consumer Care Center in your country.
The 'READY to flash' light does not light up white.	The device is not completely in contact with your skin.	Place the device at a 90-degree angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
The device produces a strange smell.	The light exit window or the SmartSkin sensor is dirty.	Clean the light exit window and the SmartSkin sensor carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.

Problem	Possible cause	Solution
The device does not flash, the fan is not switched on and all 5 intensity lights blink.	The attachment is not attached properly.	Make sure you attach the attachment completely. If necessary, clean the electronic contacts on the attachment.
The skin feels more sensitive than usual during treatment. I experience discomfort when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected a comfortable light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on irritated (red or cut), sunburned, tanned or fake-tanned skin. Never use the device if you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated. Never use the device on the following areas: on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. Never use the device on warts, tattoos or permanent make-up, around the eyes and on or near the eyebrows, on the lips, perineum, scalp, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. Men must not use it on the face and neck including all beard growing areas and whole genital area. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
	The treatment is still painful at the lowest setting (①).	Lumea may not be suitable for your skin. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
There is no glass window in my attachment.	This is normal.	No action required: there is no glass window in the body and underarm attachments. Only the face attachment has a red glass filter. The precision and bikini attachments have a transparent glass window.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time (see 'Selecting the light intensity').

Problem	Possible cause	Solution
The flash is very bright to my eyes. Do I need to wear goggles?	No, Philips Lumea does not hurt your eyes.	The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. Be sure to make good skin contact to avoid scattered light.
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not cover all areas to be treated.	The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, grey, red or white hair, the treatment is not effective.
	You do not use the device as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair growth can still decrease over the course of this period.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Technical specifications

Transport and storage conditions	Lumea remains operational within its specification in NORMAL USE after transport or storage in the following environmental conditions: -25 °C to 70 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Operating conditions	Lumea complies with its specifications when operated in NORMAL USE under the following environmental operating conditions: 5 °C to 35 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Emitted wavelengths	565 to 1400 nm
Pulse duration	Between 1–2.5 milliseconds, for all settings
Flash interval	Between 2–2.5 seconds
Optical exposure	Body attachment: 2.5–5.6 J/cm ² Underarm attachment: 2.5–6.5 J/cm ² Bikini attachment: 2.5–6.5 J/cm ² Precision attachment: 2.5–6.5 J/cm ² Face attachment: 2.4–5.9 J/cm ²
Adapter input	100–240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A
Adapter output	19.5 V === 3.33 A 65.0 W
Average active efficiency	≥88.0 %
Efficiency at low load (10 %)	≥79.0 %
No-load power consumption	<0.21 W
Adapter type number	The reference number (AD2069x20020HF) can be found on your device. The letter 'x' denotes type of plug, it can be: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, or H.

Electromagnetic compatibility – Compliance information

This device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Explanation of symbols

The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.



This symbol identifies the manufacturer of the product: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.



This symbol means that you have to read the user manual carefully before you use the device. Save the user manual for future reference.



This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as cautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.



This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as contraindications and warnings that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.



This symbol indicates the serial number of the device.



This symbol identifies the catalogue number of the device.



This symbol identifies that the equipment meets the safety requirements specified for Class II equipment.



This symbol indicates that the equipment is suitable for direct current only.



This symbol indicates that the equipment is suitable for alternating current only.



This symbol indicates that the device should not be used around the eyes and on or near the eyebrows.



This symbol means: 'Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir.'



This symbol means that the transformer is designed to be short-circuit proof.



This symbol means that the transformer is considered a Switch Mode Power Supply (SMPS) unit.



This symbol means that the device is designed for indoor use.



This symbol indicates the rated maximum ambient temperature at which the transformer may be operated continuously under normal conditions of use.



This symbol indicates that the device is intended to be usable up to the maximum altitude of 3000 m.



This recycling symbol identifies the material of which an item is made, to facilitate recycling or other reprocessing. The symbol may include a number and/or abbreviation.



This symbol identifies the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition, and to identify the control to shift to or to indicate the state of low power consumption.

IP22

This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥ 12.5 mm and against harmful effects due to the ingress of vertical dripping water when tilted at 15 degrees.

IP30

This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥ 2.5 mm and that there is no protection for harmful effects due to the ingress of water.



This symbol indicates the energy efficiency level.



This symbol indicates that the adapter should not be used if the plug pins are damaged.



This symbol means an object is capable of being recycled - not that the object has been recycled or will be accepted in all recycling collection systems.



This symbol indicates WEEE, waste electrical and electronic equipment. Electrical waste products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice (see 'Recycling').



The symbol for the Green Dot ('Der Grüne Punkt' in German). The Green Dot is the license symbol of a European network of industry-funded systems for recycling the packaging materials of consumer goods.



This symbol is applied to products to indicate that they conform with relevant EU directives regarding health and safety or environmental protection.



The FSC (Forest Stewardship Council) logo signifies that the product comes from responsible sources—environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable.

תוכן העניינים

29	ברוכים הבאים
30	סקירה כללית של מכשיר
30	התוויות נגד
32	הוראות בטיחות חשובות
33	איך עובד IPL
34	תכנית טיפולים מומלצת
35	למה לצפות
35	כיצד להשתמש ב-Lumea
41	מידע נוסף על Lumea
41	אביזרים
42	חיישן SmartSkin
43	בחירת עוצמת האור
43	שני מצבי טיפול: Stamp & Flash ו-Slide & Flash
44	שימוש ב-Lumea לפני ואחרי חשיפה לשמש או שיזוף
44	נסיעה עם המכשיר
44	לאחר השימוש
46	פתרון בעיות
48	אחריות ותמיכה
48	מיחזור
48	מפרטים טכניים
49	תאימות אלקטרומגנטית - מידע תאימות
49	משמעות הסמלים

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לעולם של Philips Lumea! עור חלק כמשי בתוך כמה שבועות בלבד. חברת Lumea משתמשת בטכנולוגיית Intense Pulsed Light (IPL), הידועה כאחת השיטות היעילות ביותר למניעה של צמיחת שיער מתמשכת. בשיתוף פעולה הדוק עם מדענים ורופאי עור מומחים, התאמנו את הטכנולוגיה מבוססת האור הזו, ששימשה במקור במכוני יופי מקצועיים, לשימוש קל ויעיל בנוחות של ביתכם. מכשיר Lumea הוא מכשיר עדין שמציע טיפול קל ויעיל בעוצמה שתהיה לך נוחה. שערות לא רצויות הן סוף סוף נחלת העבר.

ניתן להשתמש ב-Lumea על הגוף ועל הפנים (מתחת לעצם הלחי). כדי להפיק תועלת מלאה מהתמיכה שמציעה פיליפס, רשום את המוצר שלך בכתובת www.philips.com/support. למידע נוסף, אנא עבור אל www.philips.com/Lumea כדי למצוא את עצות המומחים שלנו, סרטוני הדרכה ושאלות נפוצות ולהפיק את המרב מה-Lumea שלך.

הערה: שמור הוראות אלה עם המוצר שלך בכל עת.

סקירה כללית של מכשיר

7	פתח למגעים אלקטרוניים	1	חלון יציאת אור (עם מסנן UV משולב)
8	לחצן הבזק	2	אביזרים
9	לחצן הפעלה/כיבוי	a	אביזר לגוף
10	לחצן אישור	b	אביזר לפניים (BR1944)
11	החלפת לחצנים	,BR1945, BR1946, BR1947	
12	אורות עוצמה	(BR1948)	
13	לחצן SmartSkin	c	אביזר לביקיני (BR1947)
14	נורית 'מוכן להבזיק'	(BR1948)	
15	פתחי אוורור	d	אביזר לבית השחי (BR1947)
16	שקע מכשיר	(BR1948)	
17	מתאם	e	אביזר לפעולה מדויקת (BR1946)
18	תקע קטן	3	חיישן SmartSkin
19	נרתיק (לא מוצג)	4	מערכת בטיחות משולבת
20	מטלית ניקוי (לא מוצג)	5	רפלקטור בתוך האביזר
		6	מגעים אלקטרוניים

התוויות נגד



תנאים

לעולם אל תשתמשי במכשיר:

- אם את מתחת לגיל 18 שנים או מעל 65 שנים.
- אם יש לך גוון עור המסומן ☒ בטבלה עם 'גווני עור מתאימים' בתחילת המדריך למשתמש.
- אם את בהריון או מניקה שכן ההתקן לא נבדק על נשים בהריון או מניקות.
- אם יש לך שתלים פעילים כגון קוצב לב, נירוסטימולטור, משאבת אינסולין וכו'.

תרופות/היסטוריה

- לעולם אל תשתמשי במכשיר אם את נוטלת אחת מהתרופות המפורטות להלן:
- אם העור שלך מטופל כעת או טופל ב-7 הימים האחרונים עם חומצות אלפא הידרוקסי (AHAs), חומצות בטא הידרוקסי (BHAs), טרטינואין מקומי וחומצה אזלאית.
 - אם נוטלת צורה כלשהי של איזוטרטינואין Accutane או Roaccutane בששת החודשים האחרונים. טיפול זה יכול להפוך את העור לרגיש יותר לחתכים, פצעים וגירויים.
 - אם את נוטלת חומרים או תרופות פוטו-סנסיטיזציה, בדקי את עלון התרופה שלך ולעולם אל תשתמשי במכשיר אם צוין שהוא עלול לגרום לתגובות פוטו-אלרגיות, לתגובות פוטו-טוקסיות או אם עליך להימנע מהשמש בעת נטילת התרופה.
 - אם את נוטלת תרופות נוגדות קרישיות, כולל שימוש רב באספירין, באופן שאינו מאפשר תקופת שטיפה של שבוע לפחות לפני כל טיפול.

לעולם אל תשתמשי במכשיר:

- אם קיבלת טיפול בקרינה או בכימותרפיה ב-3 החודשים האחרונים.

- אם את נוטלת משככי כאבים המפחיתים את רגישות העור לחום.
- אם את נוטלת תרופות מדכאות חיסון.

פתולוגיות/הפרעות

לעולם אל תשתמשי במכשיר:

- אם יש לך סוכרת או מחלות סיסטמיות או מטבוליות אחרות.
- אם יש לך מחלת לב גדושה.
- אם יש לך מחלה הקשורה לרגישות לאור, כגון התפרצות אור פולימורפית (PMLE), אורטיקריה סולארית, פורפיריה וכו'.
- אם יש לך היסטוריה של הפרעת קולגן, כולל היסטוריה של היווצרות צלקת קלואידי או היסטוריה של ריפוי פצעים לקוי.
- אם יש לך אפילפסיה עם רגישות לאור.
- אם העור שלך רגיש לאור ומפתח בקלות פריחה או תגובה אלרגית.
- אם יש לך מחלת עור כמו סרטן עור פעיל, אם יש לך היסטוריה של סרטן עור או כל סרטן מקומי אחר באזורים שיטופלו.
- אם יש לך היסטוריה של הפרעה בכלי הדם, כגון נוכחות של דליות או אקטזיה של כלי דם באזורים שיש לטפל בהם.
- אם יש לך הפרעת דימום כלשהי.
- אם יש לך היסטוריה של מחלה מדכאת חיסונית (כולל זיהום HIV או איידס).
- אם יש לך הפרעת פיגמנטציה בעור כגון ויטיליגו.

מצבי עור

לעולם אל תשתמשי במכשיר:

- אם יש לך זיהומים, אקזמה, כוויות, דלקת בזקי שיער, חתכים פתוחים, שפשופים, הרפס סימפלקס (כוויות קור), פצעים או נגעים והמטומות (חבורות) באזורים לטיפול.
- על עור מגורה (אדום או עם חתכים), עם כוויות שמש, שזוף או לאחר שזוף-מלאכותי.
- על האזורים הבאים: על שומות, נמשים, ורידים גדולים, אזורים בעלי פיגמנטציה כהה, צלקות, חריגות בעור מבלי להתייעץ עם הרופא שלך. זה יכול לגרום לכוויה ולשינוי בגון העור, מה שמקשה על זיהוי מחלות הקשורות לעור.
- על האזורים הבאים: יבלות, קעקועים או איפור קבוע.

מיקום/אזורים

לעולם אל תשתמשי במכשיר באזורים הבאים:

- מסביב לעיניים ועל גבי או ליד הגבות. ניתן להשתמש ב-Lumea רק על הגוף ועל הפנים (מתחת לעצם הלחי).
- על השפתיים, הקרקפת, הפרינאום, הפטמות, הארילה, השפתיים הקטנות, הנרתיק, פי הטבעת והחלק הפנימי של הנחיריים והאזניים.
- באזורים שבהם את משתמשת בדאודורנטים עמידים. זה יכול לגרום לתגובות עור.
- מעל או ליד כל דבר מלאכותי כמו שתלי סיליקון, יציאות הזרקה תת עוריות (מתקן אינסולין) או פירסינג.
- **לגברים** אסור להשתמש במכשיר על הפנים והצוואר כולל כל האזורים שבהם יש זקן, ולא על כל אזור איברי המין. לשערות באזורים אלו יש מאפיינים שונים. העור עלול להישרף (עם כאב, אדמומיות עור ממושכת ושינויים פיגמנטריים).



הערה: רשימה זו אינה ממצה. אם אינך בטוחה אם את יכולה להשתמש במכשיר, אנו ממליצים לך להתייעץ עם הרופא שלך.

הוראות בטיחות חשובות

אזהרות





- אנא קראו ופעלו לפי הוראות אלה כדי לייעל את השימוש במכשיר ולמנוע/למזער את הסיכון לפציעה, תגובות עור ותופעות לוואי.
- לפני השימוש ב-Lumea, עליך לנקות את העור ולוודא שהוא נקי משיער-, יבש לחלוטין וללא כל קרם או ג'ל.
 - שמרי את המכשיר ואת המתאם יבשים.
 - מכשיר זה אינו ניתן לרחיצה. לעולם אל תטבלי את המכשיר במים ואל תשטפי אותו מתחת לברז.
 - מים וחשמל הם שילוב מסוכן. אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה (למשל ליד אמבטיה מלאה, מים זורמים במקלחת או בריכת שחייה מלאה). רטיבות עלולה לגרום נזק למכשיר ולהוביל לסכנה בטיחותית אפשרית.
 - בדקי תמיד את המכשיר לפני השימוש בו. אל תשתמשי במכשיר או במתאם אם הוא פגום. תמיד יש להחליף חלק פגום ברכיב חלופי מקורי.
 - אם ההתקן או המתאם שבורים או פגומים, אל תיגעו באף חלק פנימי כדי למנוע התחשמלות.
 - אין להשתמש במכשיר אם מסנן ה-UV של חלון יציאת האור ו/או האביזר שבור, מכיוון שלא ניתן להבטיח פעולה בטוחה בנסיבות אלה.
 - אל תנסי לפתוח או לתקן את המכשיר שלך. פתיחת Philips Lumea עלולה לחשוף אותך לרכיבים חשמליים מסוכנים ולאנרגיית אור פועמת, שכל אחד מהם עלול לגרום לפציעה גופנית ו/או עיניים.
 - החזירי תמיד את המכשיר למרכז שירות מורשה על ידי פיליפס לבדיקה או תיקון. תיקון על ידי אנשים לא מוסמכים עלול לגרום למצב מסוכן באופן קיצוני למשתמש.
 - אין לבצע שינויים בצידוד זה. אין לשנות, לעקוף או לחתוך חלק כלשהו של המכשיר (למשל מתאם או כבל), מכיוון שהדבר גורם למצב מסוכן.
 - אל תסתכלי על ההבזק בזמן השימוש במכשיר. השתמשי במכשיר בחדר מואר היטב כדי שהאור יהיה פחות בוהק לעיניך. למרות שהדבר אינו הכרחי לבטיחות, את עשויה להרכיב משקפי שמש או משקפי מגן לנוחיותך אם האור לא נוח או בהיר מדי בשבילך.
 - אין להבזיק באותה נקודה כמה פעמים במהלך הטיפול. פני השטח של האביזר צריכים לחפוף את המקום הקודם כדי לוודא שאת מבזיקה על פני כל אזור העור, אם כי טיפול באותו אזור מספר פעמים אינו מגביר את היעילות.
 - מסיבות היגייניות, יש להשתמש במכשיר רק על ידי אדם אחד.
 - אין להשתמש בקרמים להסרת שיער באזור (שיטופלו) במכשיר, שכן כימיקלים עלולים לגרום לתגובות עור.
 - אין להשתמש בעיפרון או בעט כדי לסמן את האזורים שיש לטפל בהם. זה עלול לגרום לכוויות על העור שלך.
 - ניתן לאחסן את המכשיר בטמפרטורה שבין 25- ו-70 מעלות צלזיוס. השתמשי במכשיר בטמפרטורה שבין 5- ו-35 מעלות צלזיוס. המכשיר לא יפעל כראוי מחוץ לטווח טמפרטורה זה. זה עלול לגרום לכוויות על העור שלך.
 - הסרת שיער על ידי מקורות אור בפולסים עזים יכולה לגרום לצמיחת שיער מוגברת אצל אנשים מסוימים. בהתבסס על הנתונים הזמינים כיום, קבוצות הסיכון הגבוהות ביותר לתגובה זו הן נשים ממוצא ים תיכוני, מזרח תיכוני ודרום אסיה שטופלו על הפנים והצוואר.
 - אם את חווה גירוי בעור או אדמומיות בעור לאחר הטיפול, המתני עד שיעלם לפני שתמרחי מוצר כלשהו על העור שלך. אם את חווה גירוי בעור לאחר מריחת מוצר על העור, שטפי אותו במים. אם את עדיין מקבלת תגובות עור, הפסיקי להשתמש במכשיר והתייעצי עם הרופא שלך.

- אם גילוח, אפילציה או שעווה גורמים לגירוי בעור, אנו ממליצים לך לא להשתמש במכשיר עד שהגירוי בעור ייעלם.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון ידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להרחיק את Lumea מהישג ידם של ילדים.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר. נדרש פיקוח על מנת למנוע סיכונים פוטנציאליים כגון חשיפה לפלט האור, התחשמלות, חנק מהכבלים או חנק כתוצאה מבלעיה של אביזרים.
- יש להימנע תמיד מחשיפה לאור שמש טבעי ואור שמש מלאכותי עד 4 שבועות לפני טיפול ב-Lumea ו-48 שעות לאחר מכן. אם העור רגיש או שזוף, יש נטייה יותר לכוויות או לשינויים בפיגמנטציה. יש להגן על העור מאור השמש עם בגדים או למרוח קרם הגנה עם לא פחות מ-SPF50 על אזורי הטיפול הלא מכוסים. יש לקרוא את ההוראות בפרק 'שימוש ב-Lumea לפני ואחרי חשיפה לשמש או שיזוף' כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר Lumea בצורה בטוחה.
- אין להשתמש ב-Lumea במהלך 2 שבועות לאחר שימוש במוצרי שיזוף מלאכותי (כגון קרמים, תרסיסים או כדורים). עור שזוף באופן מלאכותי נוטה יותר לסבול מכוויות או שינויים בפיגמנטציה. יש לקרוא את ההוראות בפרק 'שימוש ב-Lumea לפני ואחרי חשיפה לשמש או שיזוף' כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר Lumea בצורה בטוחה.
- אם הבחנת בשינוי בגוון העור מאז הטיפול האחרון, אנו ממליצים לך לבצע בדיקת עור ולהמתין 24 שעות לפני הטיפול הבא. אם לאחר תקופה זו יש תגובות לא נעימות על העור, יש להשתמש בהגדרה נמוכה יותר של המכשיר, שלא גורמת לתגובות של העור, או להפסיק להשתמש במכשיר אם הוא כבר בהגדרה הנמוכה ביותר (ⓐ).
- בדקי תמיד את המכשיר לפני השימוש בו. ודאי שחלון חיישן SmartSkin נקי בעת השימוש במכשיר, כדי להימנע מפעולה לא תקינה (ראו את 'ד'. ניקוי ואחסנה לאחר הטיפול').
- החלון של יציאת האור והחלקים הפנימיים של האביזר יכולים להתחמם מאוד (מעל 210 °C) במהלך השימוש. יש לוודא תמיד שחלון יציאת האור, כמו גם החלקים הפנימיים של האביזר, התקררו לפני שנוגעים בהם.
- למכשיר זה יש יחידת אספקת חשמל הניתנת להסרה. השתמישי רק במתאם המצורף להתקן זה. אין להשתמש בכבל מאריך. את מספר האסמכתה (AD2069X20020HF) ניתן למצוא על גבי המכשיר. ה-'א' במספר זה מתייחס לסוג התקע עבור המדינה שלך.
- פעלי לפי לוח הזמנים המומלץ לטיפול. הגדלת התדירות, במיוחד בשלב הראשוני, עלולה להגביר את הסיכון לתגובות עור.


איך עובד IPL

בטכנולוגיית Intense Pulsed Light, הבזקי אור עדינים מוחלים על העור ונספגים בשורש השערה. ככל שהעור בהיר יותר והשיער כהה יותר, הבזקי האור נספגים טוב יותר.





הבזקי האור מעוררים את זקיק השערה לעבור לשלב מנוחה. כתוצאה מכך, השיער נושר באופן טבעי ונמנעת צמיחת שיער.



מחזור צמיחת השיער מורכב משלבים שונים. טכנולוגיית IPL יעילה רק כאשר השיער נמצא בשלב הצמיחה שלו. לא כל השערות נמצאות בשלב הצמיחה בו זמנית. זו הסיבה שאנו ממליצים לך לעקוב אחר שלב הטיפול הראשוני (4 טיפולים, כל טיפול בהפרש של שבועיים) ולאחר מכן את השלב הבא-העלאת שלב הטיפול (מגע-עליות כל 4 שבועות) כדי לוודא שכל השערות מטופלות ביעילות בשלב הגדילה.

עצה: כדי להבטיח הסרת שיער לאורך זמן, מומלץ לבצע טאצי-אפים כל 4 שבועות.

צבעי שיער גוף מתאימים

הטיפול ב-Lumea אינו יעיל אם יש לך שערות בלונדיני בהיר, אפור, אדום או לבן, שכן שערות עם צבעים אלו אינן סופגות מספיק אור.

הערה: כדי לבדוק אם צבע השיער הגוף שלך מאפשר שימוש במכשיר, עייני בטבלת צבעי השיער בדף המקופל.

תכנית טיפולים מומלצת

שלב ראשוני

כדי להשיג הפחתת שיער יעילה, עקבי אחר לוח זמני הטיפול הראשוני. לוח זמני טיפול ראשוני

ב-4 הטיפולים הראשונים, יש להשתמש ב-Lumea פעם מדי שבועיים כדי להבטיח שכל השערות יטופלו.


- יש לבצע טיפול תוך 3 ימים לפני או אחרי מועד הטיפול המתוכנן.
- אם לא טיפלת בעצמך תוך 3 ימים לפני או אחרי מועד הטיפול המתוכנן, יש להתחיל מחדש מהשלב הראשון. מומלץ לתכנן 4 טיפולים, טיפול אחד כל שבועיים.

הערה: אם לא תתחילי מחדש את השלב הראשוני, ייתכן שלא תראי הפחתת שיער יעילה.

הערה: החלפת אחד מטיפולי ה-IPL בשיטת הסרת שיער אחרת (שעווה, אפילציה וכו') לא תעזור להגיע להפחתת השיער הרצויה.

אם את רוצה להסיר שערות בין טיפולי Lumea, את יכולה להשתמש בשיטת הסרת השיער הרגילה שלך (לא כולל קרמים להסרת שיער).





שלב השיפורים

- לאחר השלב הראשוני (4 טיפולים), אנו ממליצים על טאצי-אפ כל 4 שבועות. לוח זמנים לשלב השיפורים
- יש לבצע טיפול כל 4 שבועות. חזרי על זה 8 פעמים כדי להשיג הפחתת שיער יעילה. זאת על מנת לשמור על תוצאות וליהנות מעור חלק למשך חודשים.
- אנו ממליצים לבצע טיפול תוך 4 ימים לפני או אחרי מועד הטיפול המתוכנן.
 - התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לצמיחת השיער האישית שלך וגם באזורי גוף שונים.
 - אם סיימת את שלב השיפורים ואת רואה צורך להמשיך בטיפול (השיער מתחיל לחזור), אנו ממליצים לך להתחיל מחדש את השלב הראשוני.

הערה: שימוש במכשיר לעתים קרובות יותר אינו מגביר את היעילות.

עצה: סמני את לוח הזמנים של הטיפולים בלוח השנה שלך כדי להזכיר לעצמך את הטיפולים המתוכננים.

למה לצפות

במהלך השלב הראשוני

- לאחר הטיפול הראשון, יכול לקחת שבוע עד שבועיים עד שהשערות נושרות. בשבועות הראשונים שלאחר הטיפולים הראשוניים, עדיין תראי כמה שערות צומחות. סביר להניח שמדובר בשערות שלא היו בשלב הצמיחה שלהן במהלך הטיפולים הראשונים.
- לאחר 2-3 טיפולים, את אמורה לראות ירידה ניכרת בצמיחת השיער. עם זאת, כדי לטפל ביעילות בכל השערות, חשוב להמשיך לטפל לפי לוח הטיפולים המומלץ.
- אחרי 4 טיפולים אמורה להיות הפחתה משמעותית בצמיחת השיער באזורים שבהם טיפלת עם Lumea. הפחתה בצפיפות השיער אמורה גם היא להיות גלויה.

במהלך שלב השיפורים


- המשיכי לטפל עם טאצי-אפים תכופים (כל 4 שבועות) כדי לשמור על התוצאה.

כיצד להשתמש ב-Lumea


א. הסירי שיער ונקי את העור שלך

- 1 הסירי שיער לפני כל טיפול כל עוד השיער עדיין נראה לעין. את יכולה לגלח, לעשות אפילציה או שעווה. ודאי שאת מתחילה לטפל לפני ששיער חדש נראה על העור שלך. אם תבחרי לעשות שעווה, המתיני 24 שעות לפני השימוש ב-Lumea.

הערה: אם גילוח, אפילציה או שעווה גורמים לגירוי בעור, אנו ממליצים לך לא להשתמש במכשיר עד שהגירוי בעור ייעלם.




2 נקי ויבשי את העור שלך. ודאי שהוא נקי מכל קרם או ג'ל.




ב. בדקי את העור 24 שעות לפני הטיפול


1 בדקי את העור שלך כדי למצוא את הגדרת האור הנכונה:


- לכל אזור גוף חדש ו/או אביזר חדש.
- לאחר חשיפה לשמש או שיזוף (ראו את 'שימוש ב-Lumea לפני ואחרי חשיפה לשמש או שיזוף').



2 בחרי את האביזר הנכון כדי לבדוק את העור שלך (ראו את 'אביזרים').




- 3 לחצי על לחצן ההפעלה/כיבוי  כדי להפעיל את המכשיר.
- 4 בחרי אזור לבדיקת העור שלך.



5 לחצי את המכשיר בחוזקה על העור שלך והחזיקי אותו במקומו.


מערכת הבטיחות המשולבת מונעת הבהוב לא מכוון ללא מגע מלא בעור.





6 ודאי שנורית 'מוכן להבזיק' נדלקת בלבן כדי להבטיח שיש מגע מלא עם העור שלך.

- אם הנורית 'מוכן להבזיק' כתומה, העור שלך כהה מכדי לטפל בו. נסי את Lumea על אזור גוף בהיר יותר.




7 אפשר לנסות כל הגדרה על העור כדי למצוא את ההגדרה שהכי מתאימה לך. אם ההבזק מרגיש לא נוח ויש לך כאב, יש להוריד את ההגדרה.

- אם עדיין יש לך תחושה לא נוחה בזמן השימוש בהגדרה הנמוכה ביותר (1), יש להפסיק להשתמש במכשיר.

- כאשר נורית 'מוכן להבזיק' לבנה, יש ללחוץ על לחצן ההבזק בידיית פעם אחת, כדי לטפל בנקודה אחת עם ההגדרה 1.


המכשיר משמיע צליל ניפוף רך. ההבזק נותן לך תחושה חמימה.

• יהיה הבזק של אור.



הערה: את יכולה לעבור בין הגדרות עוצמת האור על ידי לחיצה על לחצן החלפת מצב.

- עברי לאזור הבא. טפלי בנקודה אחת עם הגדרה 2



- עברי לאזור הבא. טפלי בנקודה אחת עם הגדרה 3

- עברי לאזור הבא. טפלי בנקודה אחת עם הגדרה 4

- עברי לאזור הבא. טפלי בנקודה אחת עם הגדרה 5

8 המתיני 24 שעות.

הערה: גם אם מצאת את ההגדרה הנוחה ביותר מבחינתך במהלך בדיקת העור, ייתכן שתגובות של העור מופיעות תוך 24 שעות לאחר השימוש.



24 hours




- 9 מומלץ לבדוק את העור אם יש תגובה כלשהי (למשל אדמומיות, גירוי, פריחה). אם אין תגובות בעור לאחר 24 שעות, ניתן להתחיל את הטיפול עם ההגדרה הנוחה הגבוהה ביותר.
- אם ההגדרה הנוחה הגבוהה ביותר הביאה לתגובת עור, יש לבחור הגדרה נמוכה יותר שלא גורמת לתגובות בעור.
- אם לא בדקת הגדרה נמוכה יותר, כדאי לחזור על בדיקת העור.


ג. טיפול

תשוב: ראשית יש לסיים את החלקים של אזור A (להסיר שיער ולנקות את העור) B-I (לבדוק את העור 24 שעות לפני הטיפול) לפני תחילת הטיפול.


- 1 חברי את מתאם החשמל למכשיר וחברי לשקע חשמל.




- 2 לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי © כדי להפעיל את המכשיר.




- 3 בחרו את ההגדרה שבחרת לאחר בדיקת העור (סעיף ב', שלב 9).






4 לחצי את המכשיר בחוזקה על העור שלך והחזיקי אותו במקומו. הנורית 'מוכן להבזיק' אמורה להידלק בלבן.



5 לחצי על לחצן ההבזק כדי לשחרר הבזק על העור שלך. ההבזק מטפל בעור באותה נקודה. המכשיר משמיע צליל ניפוץ רך. ההבזק נותן לך תחושה חמימה.

לאחר כל הבזק, לוקח עד 3.5 שניות עד שהמכשיר מוכן להבזיק שוב. את יכולה לשחרר הבזק כאשר נורית 'מוכן להבזיק' נדלקת בלבן.



6 עברי למקום סמוך ולחצי שוב על לחצן ההבזק. פני השטח של האביזר שנמצא במגע עם העור שלך גדול מעט יותר מחלון יציאת האור.

אין להבזיק באותה נקודה כמה פעמים במהלך הטיפול. פני השטח של האביזר צריכים לחפוף את המקום הקודם כדי לוודא שאת מבזיקה על פני כל אזור העור, אם כי טיפול באותו אזור מספר פעמים אינו מגביר את היעילות.

7 המשיכי עד שתטפלי בכל האזור. יש שני מצבי טיפול (ראו את 'שני מצבי טיפול: Slide & Flash-i Stamp & Flash').

8 כבי את המכשיר בסיום הטיפול.


9 הסירי שיער לפני כל טיפול הבא, כל עוד השיער עדיין נראה לעין.

הערה: אין לנסות את המכשיר באזורים קשים או רגישים (אזור הקרסול והגרמי).


ד. ניקוי ואחסנה לאחר הטיפול

1 נתקי את המכשיר משקע החשמל.


2 תני למכשיר להתקרר.




3 הרטיבי את המטלית הרכה שסופקה בכמה טיפות מים.



4 הסירי את האביזר מהמכשיר.




5 נקי את חלון יציאת האור של המכשיר (A).



6 נקי את כל המשטחים של האביזר, כולל מחזיר המתכת והחלון של האביזר (חלקים B, C, D, E).

7 תני לכל החלקים להתייבש היטב.

8 יש לאחסן במקום יבש ונקי מאבק.




מידע נוסף על Lumea

אביזרים


לתוצאות מיטביות, חשוב להשתמש באביזר הנכון המיועד לאזור הגוף הספציפי שבו ברצונך לטפל. Lumea מציע-טיפול גוף מלא עם מספר אביזרים המיועדים לשימוש באזורי גוף ספציפיים. טכנולוגיית **SenseIQ** מתאימה את תוכנית הטיפול כאשר מחברים אביזר.

הערה: ייתכן שהמכשיר לא יעבוד יותר ויציג שגיאה כאשר יש לכלוך על מחבר האביזר. נקי את כבלי המגע כאשר זה קורה.

כדי למקם את האביזר, פשוט הצמידו אותו לחלון יציאת האור.



כדי להסיר את האביזר, משכי והפרידי אותו מחלון יציאת האור.



אביזר לגוף

לאביזר גוף יש את חלון הטיפול הגדול ביותר ועיצוב מעוקל לכיסוי ולטיפול יעיל באזורים מתחת לקו הצוואר, במיוחד אזורים גדולים כמו רגליים, ידיים ובטן.

אביזר לפנים (BRI944, BRI945, BRI946, BRI947, BRI948)

האביזר לפנים בעל עיצוב שטוח ומדויק עם מסנן זכוכית אדומה והוא נועד לטיפול בטוח ומדויק בעור הרגיש שמעל לשפה העליונה, בסנטר ובפאות. המכשיר מיועד רק להסרת שיער גוף לא רצוי מאזורים מתחת לעצמות הלחיים. כאשר את משתמשת במכשיר באזורים בעלי קווי מתאר חדים כמו קו הלסת והסנטר, ייתכן שיהיה קשה ליצור מגע מלא עם העור ולשחרר הבזק.

עצה: הניחי את הלשון שלך בין השפה העליונה והשיניים או נפחי את הלחיים כדי להקל על הטיפול.



אביזר לבית השחי (BRI947, BRI948)

לאביזר לבית השחי יש עיצוב מעוקל במיוחד לטיפול בשערות בית השחי שאולי קשה להגיע אליהם.



אביזר לביקיני (BRI947, BRI948)

האביזר לביקיני הוא בעל עיצוב מיוחד לטיפול יעיל באזור הביקיני. יש לו עיצוב מעוקל החוצה ובעל עוצמת אור גבוהה יותר בהשוואה לאביזר גוף. שיער באזור זה נוטה להיות עבה וחזק יותר משיער רגליים.



אביזר לפעולה מדויקת (BRI946)

לאביזר לפעולה מדויקת יש עיצוב מעוקל, שמיועד לשימוש באזורי הביקיני ובתי השחי. יש לו חלון בגודל בינוני עם חלון זכוכית. הוא מיועד לטיפול מדויק ויעיל באזורי הביקיני ובתי השחי.



חיישן SmartSkin

Lumea מציעה טכנולוגיית **SenseIQ** לטיפול אישי להסרת שיער. חיישן SmartSkin המשולב מודד את גוון העור בתחילת ובמהלך כל טיפול. זה מספק שתי תכונות:

- 1 חיישן SmartSkin מונע ממך לטפל באזורים בעור כהים מדי: אם הוא מזהה גוון עור כהה מדי לטיפול ב-Lumea, נורית 'מוכן להבזיק' מתחילה להבהב בכתום. לא יופק הבזק כאשר תלחצי על לחצן ההבזק. המכשיר מושבת אוטומטית. זה מונע ממך לפתח תגובות עור.
- 2 חיישן SmartSkin יעזור לך לבחור את עוצמת האור הנוחה לעור שלך. לשם כך תוכלי להשתמש בלחצן SmartSkin.


בחירת עוצמת האור

Lumea מספקת 5 עוצמות אור שונות, תמיד תוכלי לשנות להגדרת עוצמת אור שתהיה נוחה לך.




- 1 לחצי על לחצן ההפעלה/כיבוי (⏻) כדי להפעיל את המכשיר. המכשיר מתחיל לפעול בהגדרת עוצמת האור 1.
 הערה: כדי להתאים את עוצמת האור באופן ידני מבלי להשתמש בלחצן SmartSkin, השתמשי בלחצן החלפת מצב עד שתגיעי להגדרה הנדרשת. רמת עוצמת האור המתאימה מאירה לבן.
 - 2 לחצי על לחצן SmartSkin (Ⓢ) והניחי את המכשיר על העור שלך.
 - 3 לאחר שהמכשיר סרק את העור שלך, מחווני עוצמת האור ירהבו בלבן כדי לציין אילו עוצמות הכי נוחות בהתבסס על גוון העור שלך.
 - 4 לחצי על לחצן האישוו (✓) כדי לאשר שברצונך להשתמש בהגדרה המצוינת.
 Lumea משתמש אוטומטית בעוצמה הגבוהה ביותר המצוינת, אשר מוצגת באמצעות מחוון עוצמה מהבהב.
 - 5 Lumea נותנת לך את החופש לבחור את עוצמת האור שנראית לך הכי נוחה. רגישות העור יכולה להיות שונה מאדם לאדם. לכן, בדיקת העור היא המדריך החשוב ביותר לבחירה בהגדרת עוצמת האור (ראו את 'ב. בדקי את העור 24 שעות לפני הטיפול').
 השימוש ב-Lumea לעולם לא אמור להיות כואב בצורה לא נוחה. אם את חווה אי נוחות, הפחיתי את הגדרת עוצמת האור. את יכולה לעשות זאת על ידי שימוש בלחצני החלפה.
 - 6 הערה: המכשיר מושבת אוטומטית אם גוון העור כהה מדי (כהה, מסומן ב-⊗ בטבלה 'גווני עור מתאימים' בתחילת המדריך למשתמש), כדי למנוע תגובות לא רצויות של העור. הנורית 'מוכן להבזיק' תהבהב בכתום כדי לציין אם גוון העור כהה מדי.
 לאחר מעבר לאזור גוף אחר, חשיפה לשמש או שיזוף מלאכותי (ראו את 'שימוש ב-Lumea לפני ואחרי חשיפה לשמש או שיזוף'), יש לבצע בדיקת עור כדי לקבוע מהי ההגדרה המתאימה של עוצמת האור. כדי להפעיל מחדש את תכונת חייוו ההגדרות, לחצי על לחצן SmartSkin (Ⓢ).
- הערה: בצעי בדיקת עור לפני שתתחילי לטפל באזור גוף אחר או לאחר שינוי בגוון העור. קבעי את הגדרת עוצמת האור עבור כל אזור גוף בנפרד.

שני מצבי טיפול: Stamp & Flash ו-Slide & Flash



- ל-Philips Lumea יש שני מצבי טיפול לשימוש נוח יותר באזורי גוף שונים: מצב Stamp & Flash אידיאלי לטיפול באזורים קטנים או מעוקלים כמו ברכיים ובתי השחי. פשוט לחצי ושחררי את לחצן ההבזק כדי לשחרר הבזק בודד.



- מצב Slide & Flash מציע שימוש נוח באזורים גדולים יותר כמו רגליים. השאירי את לחצן ההבזק לחוץ בזמן שאת מחליקה את המכשיר על העור שלך כדי לשחרר מספר הבזקים ברצף.

שימוש ב-Lumea לפני ואחרי חשיפה לשמש או שיזוף

שיזוף עם אור שמש טבעי או מלאכותי

חשיפת העור לאור שמש טבעי או מלאכותי עלולה לגרום לשיזוף שמשפיע על רגישות וצבע העור. לכן חשוב:

- אין לחשוף את העור לאור שמש ללא קרם הגנה בעת השימוש ב-Lumea. במהלך כל תקופת הטיפול ב- IPL, ובמיוחד ב-48 השעות הראשונות לאחר הטיפול, יש להגן על העור מפני אור השמש בעזרת בגדים או למרוח קרם הגנה עם לא פחות מ-SPF50 על אזורי הטיפול שאינם מכוסים.
- לא להתחיל ולא להמשיך להשתמש ב-Lumea תוך 4 שבועות לאחר חשיפת העור לאור שמש ללא הגנה (אור שמש טבעי או מיטת שיזוף).
- אין להשתמש ב-Lumea על אזורי גוף שנצרב בשמש.



בזמן השיזוף להשתמש בקרמים, תרסיסים או כדורים

אם השתמשת בשיזוף מלאכותי (קרמים, תרסיסים או כדורים), יש להמתין לפחות שבועיים לפני השימוש במכשיר. יש לבצע בדיקת עור לפני תחילת הטיפול או חידוש הטיפול עם Lumea (ראו את 'ב. בדקי את העור 24 שעות לפני הטיפול').

נסיעה עם המכשיר

כאשר את נוסעת עם המכשיר, בדקי עם חברת התעופה כדי לוודא שניתן לשאת את המכשיר במטען היד ו/או להשתמש בו במטוס.

לאחר השימוש

טיפול עוקב

לאחר השימוש ניתן למרוח על האזורים המטופלים קרמים, משחות, דאודורנט, קרם לחות או קוסמטיקה.



אזהרה: אם את חווה גירוי בעור או אדמומיות בעור לאחר הטיפול, המתני עד שיעלם לפני שתמרחי מוצר כלשהו על העור שלך. אם את חווה גירוי בעור לאחר מריחת מוצר על העור, שטפי אותו במים. אם את עדיין מקבלת תגובות עור, הפסיקי להשתמש במכשיר והתייעצי עם הרופא שלך.

תגובות עור נפוצות

העור שלך עשוי להראות אדמומיות קלה ו/או עשוי לדקור, לעקוץ או להרגיש חם. תגובה זו נעלמת במהירות.

עור יבש וגרד עלולים להופיע עקב גילוח או שילוב של גילוח וטיפול קל. את יכולה לקרר את האזור עם שקית קרח או מטלית פנים רטובה. אם היושב נמשך, ניתן למרוח קרם לחות ללא ריח על האזור המטופל.

תופעות לוואי נדירות

- כוויית, אדמומיות יתר (למשל סביב זקיקי שיער) ונפיחות: תגובות אלו מתרחשות לעיתים רחוקות. הם תוצאה של שימוש בעוצמת אור גבוהה מדי לגוון העור שלך. אם תגובות אלו אינן נעלמות תוך 3 ימים, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא. המתיני עם הטיפול הבא עד שהעור ירפא לחלוטין והקפידי להשתמש בעוצמת אור נמוכה יותר.
- שינוי צבע העור: זה קורה לעתים רחוקות מאוד. שינוי צבע העור מתבטא ככתם כהה יותר (היפרפיגמנטציה) או כתם בהיר יותר (היפופיגמנטציה) מהאזור שמסביב. זהו תוצאה של שימוש בעוצמת אור גבוהה מדי לגוון העור שלך. אם שינוי הצבע לא נעלם תוך שבועיים, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא. אל תטפלי באזורים דהויים עד ששינוי הצבע נעלם והעור שלך חזר לגוון העור הרגיל שלו.
- זיהום בעור הוא נדיר מאוד אך מהווה סיכון אפשרי בעקבות פצע (מיקרו), כווייה בעור, גירוי בעור וכו'.
- חימום אפידרמיס (אזור חום מוגדר בחדות המופיע לעתים קרובות עם גווני עור כהים ואינו מלווה ביושב בעור): תגובה זו מתרחשת לעתים רחוקות מאוד. במקרה שהתגובה הזו לא נעלמת תוך שבוע, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא. המתיני עם הטיפול הבא עד שהעור ירפא לחלוטין והקפידי להשתמש בעוצמת אור נמוכה יותר.
- שלפוחיות (נראה כמו בועות קטנות על פני העור): זה קורה לעתים רחוקות מאוד. במקרה שהתגובה הזו לא נעלמת תוך חודש או כשהעור נדבק, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא. המתיני עם הטיפול הבא עד שהעור ירפא לחלוטין והקפידי להשתמש בעוצמת אור נמוכה יותר.
- הצטלקות: לעתים קרובות ההשפעה המשנית של כווייה, שיכולה להימשך יותר מחודש עד להחלמה.
- פוליקוליטיס (נפיחות סביב זקיקי שיער בשילוב עם היווצרות פצעונים): תגובה זו מתרחשת לעתים רחוקות מאוד והיא תוצאה של חדירת חיידקים לעור הפגוע. במקרה של תגובה זו, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא שכן פוליקוליטיס עשויה להזדקק למשחה אנטיביוטית.
- קאב: זה יכול להתרחש במהלך או לאחר הטיפול אם את משתמשת במכשיר על עור שאינו נטול שיער, אם את משתמשת במכשיר בעוצמת אור גבוהה מדי לגוון העור שלך, אם את מבזיקה באותו אזור יותר מפעם אחת ואם את משתמשת במכשיר על פצעים פתוחים, דלקות, זיהומים, קעקועים, כוויית וכו'.

פתרון בעיות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר/המתאם מתחמם במהלך השימוש.	זה נורמלי שהמכשיר והמתאם מתחממים (אך לא חמים מדי למגע) במהלך השימוש.	השתמשי במכשיר בסביבה מעט קרירה יותר ו/או תני לו להתקרר לפני המשך השימוש.
	המאורר לא עובד.	בדקי אם האביזר מחובר היטב. נקי את המחברים על האביזר במידת הצורך. במקרה שהאביזר מחובר היטב ואפשר להפיק הבזקים עם המכשיר, פני למרכז הצרכנים במדינה שלך, למשווק של פיליפס או למרכז שירות של פיליפס.
	זרימת האוויר הקירור של המאורר נחסמת בידיים או במגבת.	ודאי שזרימת האוויר הקירור של המאורר אינה חסומה.
כאשר אני מניחה את המכשיר על העור, הוא לא משחרר הבזק. הנורית 'מוכן להבזיק' מהבהבת בכתום.	גוון העור שלך באזור המיועד לטיפול כהה מדי.	טפלי באזורי גוף אחרים עם גווני עור בהירים יותר עם Lumea.
הנורית 'מוכן להבזק' מהבהבת בכתום וכל 5 נוריות העוצמה מהבהבות גם הן.	יש לאפס את המכשיר.	כדי לאפס את המכשיר, הוציאי את התקע מהשקע, המתיני 30 דקות כדי לאפשר למכשיר להתקרר. המכשיר אמור לפעול שוב כרגיל. במקרה שזה לא יעבוד שוב, צרי קשר עם מרכז שירות הלקוחות במדינה שלך.
נורית 'מוכן להבזיק' אינה נדלקת בלבן.	המכשיר אינו במגע מלא עם העור שלך.	הניחי את המכשיר בזווית של 90 מעלות על העור כך שמערכת הבטיחות המשולבת תהיה במגע עם העור שלך.
המכשיר מפיק ריח מזרח.	חלון יציאת האור או חיישן SmartSkin מלוכלכים.	יש לנקות בזהירות את חלון יציאת האור ואת חיישן SmartSkin.
	לא הסרת את השערות באזור שיש לטפל בו כראוי. שערות אלו עלולות להישרף ועלולות לגרום לריח.	טפלי בעור לפני השימוש ב-Lumea.
המכשיר לא מהבהב, המאורר לא מופעל וכל 5 נורות העוצמה מהבהבות.	האביזר אינו מחובר כראוי.	ודאי שאת מצמידה את האביזר לחלוטין. במידת הצורך, נקי את המגעים האלקטרוניים באביזר.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
העור מרגיש רגיש יותר מהרגיל במהלך הטיפול. אני חווה אי נוחות כשאני משתמש במכשיר.	הגדרת עוצמת האור שבה את משתמשת גבוהה מדי.	בדקי אם בחרת בהגדרת עוצמת אור נוחה. במידת הצורך, בחרי הגדרה נמוכה יותר.
	לא הסרת את השערות באזורים שיש לטפל בהם.	טפלי בעור לפני השימוש ב-Lumea.
	מסנן ה-UV של חלון יציאת האור שבור.	אם מסנן UV שבור, אל תשתמשי במכשיר יותר. צרי קשר עם מרכז שירות הלקוחות במדינה שלך, סוכן פיליפס או מרכז שירות של פיליפס.
	טיפלת באזור שהמכשיר לא מיועד לו.	לעולם אין להשתמש במכשיר על עור מגורה (אדום או שיש בו חתכים), שנשרף מהשמש, עם שיזוף מהשמש או שיזוף מלאכותי. לעולם אל תשתמשי במכשיר אם יש לך זיהומים, אקזמה, כוויות, דלקות בזקיקי שיער, חתכים פתוחים, שפשופים, הרפס סימפלקס (כוויות קור), פצעים או נגעים והמטומות (חבורות) באזורים לטיפול. לעולם אל תשתמשי במכשיר באזורים הבאים: על שומות, נמשים, ורידים גדולים, אזורים בעלי פיגמנטציה כהה, צלקות, חריגות בעור מבלי להתייעץ עם הרופא שלך. לעולם אין להשתמש במכשיר על יבלות, קעקועים או איפור קבוע, מסביב לעיניים ועל גבי או ליד הגבות, על השפתיים, הפרינאום, הקרקפת, הפטמות, אזור השפתיים, הנרתיק, פי הטבעת וחלקם הפנימי של הנחיריים והאוזניים. אסור לגברים להשתמש בו על הפנים והצוואר כולל כל אזורי גידול הזקן ואזור איברי המין כולו. זה יכול לגרום לכוויה ולשינוי בצבע העור, מה שמקשה על זיהוי מחלות הקשורות לעור.
	הטיפול עדיין כואב במצב הנמוך ביותר (0).	ייתכן שמכשיר Lumea לא מתאים לעור שלך. צרי קשר עם מרכז שירות הלקוחות במדינה שלך, סוכן פיליפס או מרכז שירות של פיליפס.
אין חלון זכוכית באביזר שלי.	זה תקין.	לא נדרשת כל פעולה: אין חלון זכוכית באביזרים לנוף ולבית השחי. רק באביזר הפנים יש מסנן זכוכית אדום. באביזר לפעולה מדויקת ובאביזר הביקיני יש חלון זכוכית שקוף.
תגובת העור לאחר הטיפול נמשכת זמן רב מהרגיל.	השתמשת בהגדרת עוצמת אור גבוהה מדי עבורך.	בחרי בעוצמה נמוכה יותר בפעם הבאה (ראו את 'בחירת עוצמת האור').
ההבזק מאוד בהיר בעיניי. האם אני צריכה להרכיב משקפי מגן?	לא, Philips Lumea לא פוגעת בעיניים שלך.	האור המפוזר שמפיק המכשיר אינו מזיק לעיניים שלך. אל תסתכלי על ההבזק בזמן השימוש במכשיר. אין צורך להרכיב משקפי מגן במהלך השימוש. השתמשי במכשיר בחדר מואר היטב כדי שהאור יהיה פחות בוהק לעיניך. הקפדי לציור מגע טוב עם העור כדי למנוע פיזור אור.

פותרון	סיבה אפשרית	בעיה
בחרי הגדרה גבוהה יותר בפעם הבאה.	השתמשת בהגדרת עוצמת אור נמוכה מדי עבורך.	תוצאות הטיפול אינן משביעות רצון.
פני השטח של האביזר צריכים לחפוף את המקום הקודם כדי לוודא שאת מבזיקה על פני כל אזור העור, אם כי טיפול באותו אזור מספר פעמים אינו מגביר את היעילות.	לא כיסית את כל האזורים שיש לטפל בהם.	
אם יש לך שיער בלונדיני בהיר, אפור, אדום או לבן, הטיפול אינו יעיל.	המכשיר אינו יעיל על צבע שיער הגוף שלך.	
כדי להסיר את כל השערות בהצלחה, אנו ממליצים לך לעקוב אחר לוח הזמנים הטיפולים המומלץ. ניתן להפחית את הזמן בין טיפול לטיפול, אך אין לטפל בתדירות גבוהה יותר מפעם בשבועיים.	אינך משתמשת במכשיר בתדירות המומלצת.	
יש להמשיך להשתמש במכשיר למשך 6 חודשים לפחות, מכיוון שצמיחת השיער עדיין יכולה להשתנות במהלך תקופה זו.	את מגיבה לאט יותר לטיפול ב-IPL.	

אחריות ותמיכה

לקבלת מידע או תמיכה, מומלץ לבקר באתר www.philips.com/support.

מיחזור



- סמל זה מציינ שאין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה (EU/2012/19).
- יש לציית לחוקים המקומיים להפרדה ואיסוף של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים. השלכה נאותה עוזרת למנוע השפעות שליליות על הסביבה ועל הבריאות.

מפרטים טכניים

מכשיר Lumea נשאר פעיל במסגרת המפרט שלו בשימוש רגיל לאחר הובלה או אחסון בתנאים הסביבתיים הבאים:	תנאי הובלה ואחסון
25- מעלות צלזיוס עד 70 מעלות צלזיוס עד 90 % RH, ללא עיבוי, hPa 700 עד hPa 1060	
Lumea תואמת למפרטים שלה כאשר היא מופעלת בשימוש רגיל בתנאי הפעלה הסביבתיים הבאים:	תנאי הפעלה
5 מעלות צלזיוס עד 35 מעלות צלזיוס עד 90 % RH, ללא עיבוי, hPa 700 עד hPa 1060	
565 עד 1400 ננומטר	אורכי גל הנפליטים
1-2.5 אלפיות שניות, עבור כל ההגדרות	משך ההבזק
2-2.5 שניות	מרווח בין הבזקים

חשיפה אופטית

אביזר לגוף: 2.5–5.6 J/cm²

אביזר לבית השחי: 2.5–6.5 J/cm²

אביזר לביקיני: 2.5–6.5 J/cm²

אביזר לפעולה מדויקת: 2.5–6.5 J/cm²

אביזר לפני: 2.4–5.9 J/cm²

כניסת מתאם	100–240 וולט ~ 50/60 הרץ A 1.5
פלט מתאם	19.5 וולט === 3.33 A 65.0 W
יעילות פעילה ממוצעת	≤ 88.0%
יעילות בעומס נמוך (10%)	≤ 79.0%
צריכת חשמל ללא עומס	> 0.21 ב
מספר סוג מתאם	מספר האסמכתה (AD2069x20020HF) נמצא על גבי המכשיר. האות 'א' מציינת את סוג התקע, היא יכולה להיות: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 או H.

תאימות אלקטרומגנטית - מידע תאימות

מכשיר זה עומד בכל התקנים והתקנות הרלוונטיים לגבי חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

משמעות הסמלים

הסימנים והסמלים שמציינים אזהרה חיוניים כדי להבטיח שימוש במוצר באופן בטוח ונכון ומטרתם להגן עלייך ועל אחרים מפני פגיעה. בהמשך אפשר למצוא את המשמעויות של הסימנים והסמלים לאזהרה המופיעים בתווית ובמדריך למשתמש.

סמל זה מזהה את יצרן המוצר: Philips Consumer Lifestyle BV, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, הולנד.



סמל זה אומר שעליך לקרוא בעיון את המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר. שמרי את המדריך למשתמש לעיון עתידי.



סמל זה אומר שהמשתמשת צריכה לעיין בהוראות השימוש למידע בטיחותי חשוב כגון אזהרות שלא ניתן, מסיבות שונות, להציג על המכשיר עצמו.



סמל זה פירושו שיש לעיין בהוראות השימוש למידע בטיחותי חשוב כגון התוויות נגד ואזהרות שלא ניתן, מסיבות שונות, להציג על המכשיר עצמו.



סמל זה מציין את המספר הסידורי של המכשיר.



סמל זה מזהה את המספר הקטלוגי של המכשיר.



סמל זה מציין שהציוד עומד בדרישות הבטיחות המפורטות עבור ציוד Class II.



סמל זה מציינ שהציוד מתאים לזרם ישר בלבד.	
סמל זה מציינ שהציוד מתאים לזרם חילופין בלבד.	
סמל זה מציינ שאין להשתמש במכשיר סביב העיניים ועל גבי או ליד הגבות.	
סמל זה אומר: "אין להשתמש במכשיר זה באמבטיה, במקלחת או במיכל מלא במים."	
סמל זה אומר שהשנאי מתוכנן להיות עמיד בפני קצר חשמלי.	
סמל זה אומר שהשנאי נחשב ליחידת (Switch Mode Power Supply (SMPS).	
סמל זה אומר שהמכשיר מיועד לשימוש פנימי.	
סמל זה מציינ את טמפרטורת הסביבה המקסימלית שבה ניתן להפעיל את השנאי ברציפות בתנאי שימוש רגילים.	
סמל זה מציינ שהמכשיר מיועד לשימוש עד לגובה המרבי של 3000 מ'.	
סמל מיחזור זה מזהה את החומר שממנו עשוי פריט, כדי להקל על מיחזור או עיבוד מחדש אחר. הסמל עשוי לכלול מספר ו/או קיצור.	
סמל זה מזהה את המתג או עמדת המתג שבאמצעותם מופעל חלק מהציוד על מנת להכניסו למצב המתנה, ולזהות את הבקרה למעבר או כדי לציין מצב של צריכת חשמל נמוכה.	
סמל זה מציינ את ההגנה מפני חדירה של עצמים זרים מוצקים בגודל של 12.5 מ"מ ומעלה, ומפני השפעות מזיקות עקב חדירת מים שמטפטפים באופן אנכי כשהמכשיר מוטה ב-15 מעלות.	IP22
סמל זה מציינ את ההגנה מפני חדירה של עצמים זרים מוצקים בגודל של 2.5 מ"מ ומעלה, וכי אין הגנה מפני השפעות מזיקות עקב חדירת מים.	IP30
סמל זה מציינ את רמת היעילות האנרגטית.	
סמל זה מציינ שאין להשתמש במתאם אם פני התקע פגומים.	
סמל זה אומר שחפץ יכול להיות ממוחזר - לא שהחפץ עבר מיחזור או יתקבל בכל מערכות איסוף המיחזור.	

תעודת אחריות

תוקף תעודה זו מותנה בצירוף חשבונית קנייה מקורית.

דגם המכשיר: BRI940

אנו, כמיפל בע"מ,

אחראים בזאת לפעולתו התקינה של המכשיר לתקופה של שנתיים מתאריך האספקה.

אחריות זו לא תחול במקרים הבאים:

1. קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש
2. קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה
3. שבר מכל סיבה שהיא
4. תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים: שריפה, גשם, ברק וכו'
5. נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות

האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכשיר יובא לתיקון בצירוף תעודה זו, כשהיא חתומה על ידי הסוחר, לתחנת שירות מוסמכת.

כל טיפול או תיקון שלא באמצעות תחנת השירות המוסמכת, יגרום לביטולה של אחריות זו.

פרטים למילוי על ידי הסוחר

שם הקונה: _____

תאריך המכירה: _____

חתימת הסוחר: _____

שם וכתובת הסוחר: _____

מעבדה ושירות אצל היבואן: כמיפל בע"מ, גיבורי ישראל 44, נתניה

שירות לקוחות: 1-800-500-000

היצרן: פיליפס

ארץ ייצור: אינדונזיה





FSC

© 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
3000.061.8534.4
(2023-07)